



TABLA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | KIT DE COLGAR

Compression strength table | Hanging kit / Tableau de résistance à la compression | Kit a accrocher

PRODUCTOS PÁGINA 50 / Page 50 products / Produits page 50

		ENSAYO A COMPRESIÓN (HASTA LIMITE DE DEFLEXIÓN 3 mm) Compression test (up to deflection limit of 3 mm) Test de compression (jusqu'à la flèche maximale 3mm)		ENSAYO A COMPRESIÓN (HASTA DEFLEXIÓN MÁXIMA) Compression test (up to maximum deflection limit) Test de compression (jusqu'à la déviation maximale)		ENSAYO A COMPRESIÓN (CON 6 GAVETAS APILADAS) Compression test (with 6 stackable drawers) Test de compression (avec 6 bac à bec empilés)	
		(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation	(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation	(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation
251023	GAVETA 51 az	506	2.4	506	2.4	345	10
252020	GAVETA 52 az	1172	3	1172	3.5	549	16.1
253027	GAVETA 53 az	1179	3	1163	3	506	21.7
254024	GAVETA 54 az	1247	3	1233	3	545	25.2
255021	GAVETA 55 az	1116	3	1446	5.5	570	45.9
258022	GAVETA 58 az	1163	3	1982	6.8	833	57.7
259029	GAVETA 59 az	797	3	1487	5	643	32.7
260025	GAVETA 60 az	1694	3	2833	6.5	1356	48.3

PRODUCTOS PÁGINA 52 / Page 52 products / Produits page 52

		ENSAYO A COMPRESIÓN (HASTA LIMITE DE DEFLEXIÓN 3 mm) Compression test (up to deflection limit of 3 mm) Test de compression (jusqu'à la flèche maximale 3mm)		ENSAYO A COMPRESIÓN (HASTA DEFLEXIÓN MÁXIMA) Compression test (up to maximum deflection limit) Test de compression (jusqu'à la déviation maximale)		ENSAYO A COMPRESIÓN (CON 6 GAVETAS APILADAS) Compression test (with 6 stackable drawers) Test de compression (avec 6 bac à bec empilés)	
		(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation	(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation	(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation
204029	GAVETA 54P az	355	3	382	3.7	332	22.5
204340	GAVETA 54P trans	311	3	340	4.0	288	23.6
206023	GAVETA 56P az	422	3	457	3.8	405	22.9
206344	GAVETA 56P trans	361	3	398	4.0	348	23.2
209024	GAVETA 59P az	616	3	655	4.2	469	19.5
209345	GAVETA 59P trans	482	3	548	4.6	382	20.9
210020	GAVETA 60P az	530	3	605	4.9	432	19.7
210341	GAVETA 60P trans	434	3	524	5.2	382	17.7

		ENSAYO A COMPRESIÓN (HASTA LIMITE DE DEFLEXIÓN 3 mm) Compression test (up to deflection limit of 3 mm) Test de compression (jusqu'à la flèche maximale 3mm)		ENSAYO A COMPRESIÓN (HASTA DEFLEXIÓN MÁXIMA) Compression test (up to maximum deflection limit) Test de compression (jusqu'à la déviation maximale)		ENSAYO A COMPRESIÓN (CON 6 GAVETAS APILADAS) Compression test (with 6 stackable drawers) Test de compression (avec 6 bac à bec empilés)	
		(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation	(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation	(kg) Resistencia Strenght / Résistance	(mm) Deformación Deformation / Déformation
204029	GAVETA 54P az	701	3	722	3.6	602	17
204340	GAVETA 54P trans	701	3	725	3.7	540	18
206023	GAVETA 56P az	897	3	956	3.6	599	10.5
206344	GAVETA 56P trans	889	3	948	3.6	545	13.0
209024	GAVETA 59P az	1253	3	1269	3.4	989	19.2
209345	GAVETA 59P trans	1204	3	1246	3.8	953	22.4
210020	GAVETA 60P az	1199	3	1286	4.1	939	20.2
210341	GAVETA 60P trans	1067	3	1164	4.3	756	19.8

*Tabla correspondiente a valores típicos, según informe de ensayo AT-0042/02 de AIMPLAS, realizado en los laboratorios del Departamento de logística, embalaje y transporte de mercancías de AIDIMA (Parque Tecnológico-Paterna).
Table corresponding to typical values, according to the AIMPLAS AT-0042/02 test, performed in laboratories of the AIDIMA Merchandise Logistics, Packaging and Shipping Department (Technology Park-Paterna).
Tableau correspondant aux valeurs typiques, selon rapport de situation AIMPLAS AT-0042/02 de AIDIMA, réalisé dans les laboratoires du département de logistique, emballage et transport de marchandises.